



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001/ UNI EN ISO 9001-2008

STUMPY'S KIDS CULLA DI EVACUAZIONE

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: Stumpy's Kids Culla di evacuazione **DENOMINAZIONE**

COMMERCIALE DEL MATERIALE: Evaplast

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Progettata per trasferimento veloce e pratico per lattanti

- PORTATA ALMENO KG.240
- NON INCOLLATA
- IGNIFUGA IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO
- IDROREPELENTE
- AMMORTIZZANTE
- COLORATA
- COPERTURA ANTIDETRITI
- LEGGERA
- SEMPLICE UTILIZZO
- NESSUN SOLLEVAMENTO DI CARICHI IN DISCESA SCALE
- INCLUDE: 4 MARSUPI ANALLERGICI, 4 CINTURE SICUREZZA OMOLOGATE SECONDO REGOLAMENTO ECE R44/04 NEL GRUPPO "0" (CHICCO) CLASSIFICATO "UNIVERSALE"
- PULIZIA DEI MARSUPI E CINTURE SICUREZZA: PULIRE ESCLUSIVAMENTE A MANO, USANDO UN PANNO INUMIDITO CON ACQUA. NON USARE SOLVENTI O ALTRI DETERGENTI
- 1 MANIGLIONE DI PRESA E SPINTA IN ALLUMINIO
- 2 CUSTODIE PORTA OGGETTI INSERITE NELLA CULLA
- 2 RUOTE IN GOMMA ANTIFORATURA ADATTE IN PRESENZA DI RIALZI
- 1 BASAMENTO IDONEAMENTE RINFORZATO CON BARRE IN ALLUMINIO CHE EVITANO EVENTUALI FLESSIONI
- SPESSORE DEL MATERIALE: MM 18
- MASSA AEROBICA:: 800/MC
- DENSITA': 300 KG.M3
- DIMENSIONI DEL PRODOTTO ASSEMBLATO:
- LUNGHEZZA 105 CM
- LARGHEZZA 53 CM
- ALTEZZA 82 CM
- SODDISFA LIMITI MINIMI DIMENSIONALI
- CAPACITÀ DI CARICO PERMETTENDO CARICO UTILE DI GRANDI DIMENSIONI
- MANUTENZIONE: NORMALE CONTROLLO ANNUALE
- PULIZIA: SOLO CON ACQUA O NORMALI PRODOTTI NON ALCALINI
- GARANZIA 5 ANNI
- CONSEGNA: COMPLETAMENTE ASSEMBLATA
- TRASPORTO: FRANCO DESTINO
- CERTIFICAZIONI

AZIENDA PRODUTTRICE **SANI.GAR srl**: Via G.Pascoli, 10 -52023 LEVANE BUCINE (AR) Italia
T. +39 055 97 88 020 - T. +39 055 97 88 912 - F. +39 055 97 88 607

www.sanigar.com - www.sanigar.it - info@sanigar.it



Stumpy's Kids

Strumento di salvataggio per bambini in età prenatale. La culla di evacuazione è stata progettata per massimizzare la manovrabilità in spazi ristretti e sulle scale.

Istruzioni d'uso

- A pieno carico, su scale particolarmente inclinate sono necessari due adulti, formati in precedenza sull'utilizzo dello Stumpy's Kids, che può imbarcare fino a 4 bambini accuratamente sistemati nei 4 marsupi in dotazione assicurarti grazie alle cinture di sicurezza sempre in dotazione:

POSIZIONAMENTO DEL BAMBINO:

Aprire il fascione addominale, tirando la fascia con il bollo rosso. Far sdraiare il bambino nel marsupio. Far passare sopra la vita del bambino, prima la fascia inferiore appositamente imbottita, poi quella superiore con etichetta. Unire i due fascioni in modo da farli aderire bene intorno al busto del bambino.

PRELIEVO DEL BAMBINO:

Aprire il fascione addominale tirando verso l'alto la porzione superiore con il bollo rosso.

